



**EN - STONE EXTRACTION BALLOON
CATHETERS**

**FR - CATHÉTERS D'EXTRACTION DE
CALCULS À BALLONNET**

**NL - BALLONKATHETERS VOOR
STEENEXTRACTIE**

ES - BALONES DE EXTRACCIÓN

PT - BALÕES DE EXTRAÇÃO

EN - INSTRUCTION FOR USE	2
FR - MODE D'EMPLOI	4
NL - GEBRUIKSAANWIJZING	7
ES - INSTRUCCIONES DE USO	9
PT - INSTRUÇÕES DE USO	11



G-Flex Europe S.P.R.L. - 20, Rue de l'industrie 1400
Nivelles - Belgium | **Phone:** +32 67.88.36.65
Email: info@g-flex.com | **Website:** www.g-flex.com
US Commercial Office Only:
G-Flex USA, Inc., 74 Southwood Pkwy Suite 600
Atlanta, GA 30354 – USA



EN - INSTRUCTION FOR USE

Intended Use

Stone Extraction Balloon Catheters are intended to remove stones from the biliary duct. When necessary, contrast injection is possible through one of the Luer-Lock connectors.

Product Description

The device is made of a teflon tube with a latex balloon at the distal end and a Y connector at the proximal end for the balloon inflation and injection of contrast or the use of a guide wire.

Advices before first application

Please read carefully and follow all safety operating instructions and warnings before first application of the device.

A previous knowledge regarding handling and operation is required and essential. Unpack the instrument carefully and examine the devices for any possibility of damage. In case of any damage or missing items contact your distributor immediately.



If the package present any damaged, the sterility of the device is not guarantee.

Handling and Operation

The device must be inserted deflated into the endoscope operating channel. Please observe compatibility of catheter diameter and the endoscope operating channel diameter (see catalogue).

If possible, the use of a guide wire is recommendable.

Procedure

After locating the stone to be removed, proceed as follows:

- Insert the deflated balloon into the biliary duct until the distal tip is located above the stone to be removed.
- Pull the plunger of the included syringe and connect it to the transparent stopcock at the proximal end of the catheter .
- Open the stopcock.
- Push the plunger of the syringe carefully to inflate the balloon. Air capacity specified for each balloon must be respected to avoid its destruction.
- Close the stopcock to prevent the air to leak out of the balloon.
- Gently withdraw the inflated balloon catheter to pull the stones out of the biliary duct and drop them into the duodenum. They can be expelled naturally out of the body through the intestines.
- Open the stopcock and deflate the balloon.
- Remove the entire device out of the endoscope carefully.



Sharp stones can destroy the balloon and should be removed with an extractor basket or a lithotripsy basket.

Contraindications

Use of this natural latex rubber balloon is contraindicated in patients with a known hypersensitivity to latex.

Complications

Potential complication: pancreatitis, cholangitis, aspiration, perforation, hemorrhage, infection, sepsis, allergic reaction to contrast or medication, hypertension, respiratory depression or arrest, cardiac arrhythmia or arrest.

Additional complications that can occur during endoscopic balloon extraction include: stone impaction, localized inflammation, pressure necrosis.

Storage

This device is delivered sterilized and in order to maintain this state until its first use it must be kept in its original sterilized package.



Do not put any objects on the instrument or its package!
Do not store the instruments near aggressive chemical products!



Do not expose the instruments to direct or indirect sunlight or other ultra-violet rays!



Keep in dry area

Complaints will not be taken under consideration if the instruments have been stored improperly.

Cleaning and Sterilization



This device is designed and warranted for single use!

Risk in case of reuse

This device is for single use only. G-Flex denied all responsibility in case of reuse. The reuse of single use device might present risk to the safety of the user or patient, due to possible uncontrolled contamination and / or unreliability of the device performance.

User

The users of G-FLEX instruments must be specialists in their fields. An appropriate and specific training for preparation, care and maintenance of the flexible instruments is required.

Repairing and complains

In health protection of our employees only disinfected or sterilized instruments will be accepted for analysis or repairing. In any case disinfection or sterilization dates and validity must be labelled outside the package. If this requirement has not been fulfilled the instruments will be returned to the sender without analysis or repairing.

Legal foundation

The Law of the European Union applied.

Product support

In case of questions or difficulties concerning our instruments please contact your local distributor or G-FLEX directly during regular working hours.

Times available: Monday to Friday; 9am to 5pm (MET)

FR - MODE D'EMPLOI

Usage prévu

Les cathéters d'extraction de calculs à ballonnet sont utilisés pour extraire les calculs des voies biliaires. Si nécessaire, il est possible d'injecter des produits de contraste par l'un des connecteurs Luer-Lock.

Description du produit

L'appareil est constitué d'un cathéter en téflon surmonté d'un ballonnet en latex situé à l'extrémité distale, et d'un connecteur en Y situé à l'extrémité proximale pour gonfler le ballonnet et injecter des produits de contraste, ou pour faire passer une sonde.

Conseils avant la première utilisation

Veuillez lire attentivement et suivre avec précaution le mode d'emploi ainsi que les mises en garde avant d'utiliser pour la première fois le produit.

Il est nécessaire et essentiel de disposer de connaissances préalables du maniement et de l'utilisation du produit.

Déballer le produit avec précaution et vérifiez que les outils ne sont pas endommagés. Si un outil est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre fournisseur immédiatement



Si l'emballage présente le moindre dommage, la stérilité du produit n'est plus garantie.

Maniement et utilisation

Le ballonnet doit être inséré dégonflé dans le canal opérateur de l'endoscope. Veuillez vous assurer que le diamètre du cathéter est compatible avec celui du canal opérateur de l'endoscope (voir catalogue).

Si possible, nous recommandons l'utilisation d'un câble de guidage.

Procédure

Une fois les calculs à prélever repérés, veuillez suivre la procédure suivante :

- Insérez le ballonnet dégonflé dans les voies biliaires jusqu'à ce que l'extrémité distale arrive au-dessus des calculs à prélever.
- Tirez le piston de la seringue et connectez-la au robinet d'arrêt situé à l'extrémité proximale du cathéter.
- Ouvrez le robinet d'arrêt.
- Poussez doucement le piston de la seringue pour gonfler le ballon. Respectez la capacité de contenance spécifique à chaque ballonnet pour éviter que celui-ci explose.
- Fermez le robinet pour éviter une fuite d'air dans le ballon.
- Enlevez délicatement le cathéter au ballonnet gonflé pour extraire les calculs des voies biliaires et les placer dans le duodénum. Ils seront éliminés naturellement par les intestins.
- Ouvrez le robinet pour dégonfler le ballon.
- Enlevez l'entièreté de l'appareil de l'endoscope avec soin.



Les calculs tranchants peuvent détruire le ballonnet et doivent être enlevés à l'aide d'un panier d'extraction ou d'un panier de lithotripsie.

Contre-indications

L'utilisation de ce ballonnet en latex de caoutchouc est contre-indiquée pour les patients souffrant d'hypersensibilité avérée au latex.

Complications

Complications éventuelles : pancréatite, cholangite, aspiration, perforation, hémorragie, infection, septicémie, réaction allergique au produit de contraste ou aux médicaments pour l'hypertension, dépression respiratoire d'arrêt, d'arythmie cardiaque ou d'arrêt cardiaque.

D'autres complications peuvent survenir lors de l'extraction du ballonnet endoscopique, comme par exemple une inflammation localisée due à des impacts de calculs.

Stockage

Le produit est livré stérile. Pour le maintenir stérile jusqu'à la première utilisation, le produit doit rester dans son emballage stérile original.



Ne pas poser d'objet sur le produit ou son emballage ! Ne pas stocker les produits près de produits chimiques agressifs !



Ne pas exposer les produits à la lumière du soleil ou à d'autres rayons ultraviolets directement ou indirectement.



Conserver dans un endroit sec.

Les plaintes ne seront pas considérées si les produits n'ont pas été correctement conservés.

Nettoyage et stérilisation



Ce produit est conçu et garanti pour une seule utilisation!

Risque en cas de réutilisation

Ces produits sont conçus pour être utilisés une seule fois. G-Flex décline toute responsabilité en cas de réutilisation du produit. La réutilisation de produits jetables peut présenter un risque pour la sécurité de l'utilisateur ou du patient provoqué par une éventuelle contamination non contrôlée et/ou par le manque de fiabilité des performances du produit

Utilisateur

Les utilisateurs des produits G-Flex doivent être spécialisés dans leurs domaines. Une formation appropriée et spécifique pour la préparation, l'entretien et la maintenance des produits flexibles est nécessaire.

Réparations et plaintes

Pour protéger la santé de nos employés, seuls les instruments désinfectés et stérilisés seront acceptés pour être analysés ou réparés. Dans tous les cas, la date et la validité de désinfection ou de stérilisation doivent être étiquetées sur l'emballage. Si ces mesures n'ont pas été prises, les instruments seront renvoyés à l'expéditeur sans être analysés ni réparés.

Fondement juridique

La législation de l'Union Européenne est appliquée.

Support technique

Si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés concernant nos produits, veuillez contacter votre fournisseur local ou G-Flex directement durant les heures ouvrables.

Heures d'ouverture : De lundi à vendredi, de 9h à 17h (MET)

NL - GEBRUIKSAANWIJZING

Beoogd gebruik

Ballonkatheters voor steenextractie zijn bedoeld om galstenen te verwijderen. Indien nodig is het mogelijk om contraststof te injecteren via een van de Luerlock-aansluitingen.

Productomschrijving

Het instrument bestaat uit een teflonbuis met een latexballon aan het distale uiteinde en een Y-connector aan het proximale uiteinde voor het vullen van de ballon, het inspuiten van contrast of het gebruik van een voerdraad.

Informatie vóór het eerste gebruik

Gelieve de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door te lezen vooraleer het instrument de eerste keer te gebruiken.

Voorkennis van de hantering en werking van het instrument is vereist en essentieel. Haal het instrument voorzichtig uit de verpakking en controleer het eerst op mogelijke beschadiging. In geval van beschadiging of ontbrekende onderdelen, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met de distributeur.



Indien de verpakking beschadigd is, kan de steriliteit van het instrument niet meer worden gegarandeerd.

Hantering en werking

Het instrument mag alleen leeg in het werkkanaal van de endoscoop worden gebracht. Gelieve de compatibiliteit tussen de diameter van de katheter en de diameter van het werkkanaal van de endoscoop in acht te nemen.

Als dat mogelijk is, wordt het gebruik van een voerdraad aangeraden.

Procedure

Nadat de te verwijderen steen gelokaliseerd is, gaat u als volgt verder:

- Breng de lege ballon in het galkanaal in totdat de distale tip zich boven de te verwijderen steen bevindt.
- Trek aan de plunjer van de meegeleverde spuit en koppel deze aan de transparante stopkraan aan het proximale uiteinde van de katheter.
- Open de stopkraan.
- Duw de plunjer van de spuit voorzichtig in om de ballon te vullen. Om de ballon heel te houden moet de gespecificeerde luchtcapaciteit van elke ballon in acht genomen worden.
- Sluit de stopkraan om te vermijden dat lucht uit de ballon lekt.
- Trek de opgeblazen ballonkatheter voorzichtig terug om de stenen uit het galkanaal te halen en laat ze in het duodenum vallen. Ze kunnen het lichaam op de natuurlijke manier verlaten via de darmen.
- Open de stopkraan en laat de ballon leeglopen.

- Verwijder het complete instrument voorzichtig uit de endoscoop.



Scherpe stenen kunnen de ballon vernielen en moeten verwijderd worden met behulp van een extractiemandje of een lithotripsiemandje.

Contra-indicaties

Het gebruik van deze ballon van natuurlijke rubberlatex is gecontra-indiceerd bij patiënten met overgevoeligheid voor latex.

Complicaties

Mogelijke complicaties zijn: pancreatitis, cholangitis, aspiratie, perforatie, bloeding, infectie, sepsis, allergische reactie op contraststof of medicatie, hypertensie, ademdepressie of ademstilstand, hartritmestoornis of hartstilstand.

Bijkomende complicaties die tijdens de endoscopische ballonextractie kunnen optreden, zijn: lokale ontsteking door inwerking van stenen, drukk necrose.

Bewaring

Dit instrument wordt steriel geleverd en om de steriliteit te behouden tot het eerste gebruik, moet het instrument in de originele, gesteriliseerde verpakking blijven.



Plaats geen voorwerpen op het instrument of de verpakking! Bewaar de instrumenten niet nabij chemisch agressieve producten!



Stel de instrumenten niet bloot aan direct of indirect zonlicht of andere UV-straling!



Bewaar op een droge plaats

Klachten worden niet onderzocht als de instrumenten niet op een juiste manier zijn bewaard.

Reinigen en steriliseren



Dit instrument is gemaakt en gewaarborgd voor eenmalig gebruik!

Risico in geval van hergebruik

Deze instrumenten zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. G-Flex accepteert geen verantwoordelijkheid in het geval van hergebruik. Hergebruik van instrumenten voor eenmalig gebruik kan resulteren in gezondheidsrisico's voor de gebruiker en de patiënt, als gevolg van mogelijke besmetting en/of onbetrouwbare prestaties van het instrument.

Gebruiker

De gebruikers van instrumenten van G-FLEX moeten specialisten in hun vak zijn. Een aangepaste en specifieke opleiding is vereist voor zowel het klaarmaken als de zorg en het onderhoud van de flexibele instrumenten.

Reparaties en klachten

Ter bescherming van de gezondheid van onze werknemers analyseren en herstellen we enkel gedesinfecteerde en gesteriliseerde instrumenten. In ieder geval moet de verpakking gelabeld worden met de datums en validiteit van het desinfecteren en steriliseren. Indien het instrument niet aan deze vereiste voldoet, wordt het zonder analyse of reparatie terug naar afzender gestuurd.

Juridische basis

De wetgeving van de Europese Unie is toegepast.

Productondersteuning

In geval van vragen of problemen aangaande onze instrumenten, gelieve contact op te nemen met de lokale distributeur of rechtstreeks met G-FLEX tijdens de normale werkuren.

Beschikbaarheid: Maandag tot vrijdag, 9 a.m. tot 5 p.m. (MET)

ES - INSTRUCCIONES DE USO

Uso previsto

os balones de extracción se utilizan para eliminar los cálculos del conducto biliar. Cuando sea necesario, también es posible realizar una inyección de contraste a través de un conector de cierre Luer-Lock.

Descripción del producto

El dispositivo está compuesto por un tubo de teflón con un globo de látex en el extremo distal y un conector en Y en el extremo proximal para el inflado del globo, así como la inyección de contraste o el uso de un cable guía.

Consejos antes de la primera aplicación

Por favor, lea cuidadosamente y siga todas las instrucciones y advertencias antes de la primera aplicación del producto.

Es necesario y esencial tener un conocimiento previo sobre su manejo y el procedimiento.

Desembale el dispositivo cuidadosamente y examínelo en busca de posibles daños. Si encontrara algún daño, por favor contacte con su distribuidor inmediatamente.



Si el envoltorio presentara algún desperfecto, no queda garantizada la esterilidad del producto.

Manejo y funcionamiento

El dispositivo se debe insertar desinflado hasta el canal de operación del endoscopio. Tenga en cuenta la compatibilidad de diámetro del catéter y el diámetro

del canal de operación del endoscopio (ver catálogo).
Si es posible, se recomienda el uso de un cable guía.

Procedimiento

Después de localizar la piedra que debe ser eliminada, haga lo siguiente:

- Inserte el balón desinflado en el conducto biliar hasta el extremo distal que se encuentra por encima de la piedra que debe ser eliminada.
- Tire del émbolo de la jeringa incluida y conéctelo a la llave de paso transparente situada en el extremo proximal del catéter.
- Abra la llave de paso.
- Empuje el émbolo de la jeringa y conéctelo a la llave de paso transparente situada en el extremo proximal del catéter.
- Cierre la llave de paso para evitar que el aire se escape del balón.
- Con cuidado, retire el catéter con el globo hinchado para extraer las piedras de la vía biliar y soltarlas en el duodeno. Así, podrán ser expulsadas naturalmente del cuerpo a través de los intestinos.
- Abra la llave de paso y deshinche el balón.
- Retire cuidadosamente el dispositivo entero del endoscopio.



¡Las piedras afiladas pueden destruir el balón, por lo que se deberán con una canasta de extractor o mediante una litotricia!

Contraindicaciones

El uso de este balón de látex natural está contraindicado en caso de pacientes con hipersensibilidad reconocida al látex.

Complicaciones

Complicación potencial: pancreatitis, colangitis, aspiración, perforación, hemorragia, infección, sepsis, reacción alérgica al contraste o a la medicación para hipertensión, depresión o parada respiratoria, arritmia o parada cardíaca. Otras complicaciones que pueden acontecer durante el procedimiento incluyen: inflamación localizada causada por el movimiento de la piedra necrosis por presión.

Almacenamiento

Este dispositivo se entrega esterilizado y para que así se mantenga hasta su uso, debe ser conservado en su embalaje original.



¡No coloque ningún objeto en el dispositivo o su embalaje!
¡No mantenga el dispositivo cerca de productos químicos agresivos!



¡No exponga el dispositivo directamente o indirectamente a la luz del sol u otros rayos ultra-violeta!



Mantener en un lugar seco.

Las reclamaciones no serán tomadas en consideración si los instrumentos se han almacenado de forma inadecuada.

Limpieza y esterilización



¡Este producto ha sido diseñado para un solo uso!

Riesgo en caso de reutilizar

Este dispositivo es de un solo uso. G-Flex rechaza toda responsabilidad en el caso de ser reutilizado. La reutilización del dispositivo podría suponer un riesgo para la seguridad del paciente debido a la posible contaminación incontrolada y/o la misma fiabilidad del producto.

Usuarios

Los usuarios de los dispositivos G-Flex deben ser especialistas en sus campos. Asimismo, se requiere una formación adecuada y específica para la preparación, cuidado y mantenimiento de los productos.

Quejas y reparaciones

Para proteger la salud de nuestros empleados, sólo serán aceptados para su análisis o reparación los instrumentos desinfectados o esterilizados. En cualquier caso, las fechas de desinfección o de esterilización y su validez deben figurar fuera del paquete. Si no se cumple este requisito, los dispositivos serán devueltos al remitente sin haber pasado por el proceso de análisis o reparación.

Fundamentos legales

Se aplica la ley que establece la Unión Europea.

Atención al cliente

En caso de duda o dificultades relativas a los dispositivos por favor, póngase en contacto con su distribuidor local o directamente con G-Flex en horario laboral.

Horario: De lunes a viernes; 9h-17h (MET)

PT - INSTRUÇÕES DE USO

Uso pretendido

Os Balões de extração de cálculo destinam-se a remover cálculos das vias biliares. Quando necessário, é possível realizar injeção de contraste através de um dos conectores da conexão Luer-Lock.

Descrição do produto

O dispositivo é constituído por um tubo de Teflon com um balão de látex na extremidade distal e um conector em Y na extremidade proximal para insuflação do balão e injeção de contraste ou a utilização de um fio guia.

Orientações para antes do primeiro uso

Deverá ler cuidadosamente e seguir todas as instruções e avisos operacionais de segurança antes da primeira aplicação do dispositivo.

É necessário e essencial um conhecimento prévio relativo ao respetivo manuseamento e operação.

Retire o instrumento cuidadosamente da embalagem e examine o dispositivo no sentido de verificar a existência de eventuais danos. Caso exista algum dano ou falte algum elemento, deverá contactar imediatamente o seu distribuidor.



Se a embalagem apresentar qualquer dano, a esterilidade do dispositivo não estará garantida.

Manuseio e operação

Montagem do Kit de Ligadura:

O dispositivo tem de ser inserido sem insuflar no canal de operação do endoscópio. Deverá respeitar a compatibilidade entre o diâmetro do cateter e o diâmetro do canal de trabalho do endoscópio (ver catálogo).

Se possível, recomenda-se a utilização de um fio guia.

Procedimento

Depois de localizar a pedra a remover, proceda do seguinte modo:

1. Insira o balão não insuflado nas vias biliares até a ponta distal estar situada sobre o cálculo a remover.
2. Puxe o êmbolo da seringa incluída e ligue-a ao passador transparente na extremidade proximal do cateter.
3. Abra o passador.
4. Empurre o êmbolo da seringa com cuidado para insuflar o balão. Tem de ser respeitada a capacidade de ar especificada para cada balão de modo a evitar a sua destruição.
5. Feche o passador para impedir que o ar saia do balão.
6. Retire com cuidado o cateter de balão insuflado para puxar os cálculos para fora das vias biliares e largue-as no duodeno. Os cálculos podem ser expelidos naturalmente do corpo através dos intestinos.
7. Abra o passador e esvazie o balão.
8. Retire cuidadosamente todo o dispositivo do endoscópio.
9. Os cálculos afiados podem destruir o balão e devem ser removidos com uma cesta extratora ou uma cesta de litotripsia.

Contraindicação

A utilização deste balão de borracha de látex natural está contraindicada em pacientes com uma hipersensibilidade conhecida ao látex.

Possíveis complicações

Complicação potencial: pancreatite, colangite, aspiração, perfuração, hemorragia, infecção, sépsis, reação alérgica ao contraste ou à medicação, hipertensão, depressão ou paragem respiratória, arritmia ou paragem cardíaca.

As complicações adicionais que ocorrem durante a extração do balão endoscópico incluem: inflamação localizada do impacto da pedra, necrose de pressão.

Armazenamento



Não coloque nenhum objeto sobre o instrumento ou sua embalagem!
Não coloque os instrumentos perto de produtos químicos agressivos!



Não exponha os instrumentos à luz solar direta ou indireta, nem a outros raios ultravioletas!



Mantenha em local seco.

Não serão aceitas reclamações se os instrumentos tiverem sido armazenados de forma inadequada.

Limpeza e esterilização



Este dispositivo foi projetado e é garantido para uso único!

Risco em caso de reutilização

Esses dispositivos destinam-se exclusivamente a uso único. A G-Flex isenta-se de toda e qualquer responsabilidade em caso de reutilização. A reutilização de um dispositivo de uso único pode representar riscos para a segurança do usuário ou do paciente, devido a possível contaminação não controlada e/ou falta de confiabilidade no desempenho do dispositivo.

Usuário

Os usuários dos instrumentos G-FLEX precisam ser especialistas em suas áreas. É obrigatório um treinamento adequado e específico para preparação, cuidado e manutenção dos instrumentos flexíveis.

Reparos e reclamações

Para proteger a saúde de seus funcionários, somente serão aceitos instrumentos desinfetados ou esterilizados para análise ou reparos. A data e a validade da desinfecção ou esterilização devem estar sempre indicadas no lado externo da embalagem. Se esta exigência não for atendida, os instrumentos serão devolvidos ao remetente sem análise ou reparo.

Base legal

Aplicar-se-á a legislação da União Europeia.

Suporte ao produto

Em caso de dúvidas ou dificuldades relativos aos nossos instrumentos, entre em contato com seu distribuidor local, ou diretamente com a G-FLEX em horário comercial.

Horários disponíveis: Segunda a sexta-feira, 9h00 às 17h00 (Europa)



Catalog number
Numéro de catalogue
Catalogusnummer
Número de catálogo
Número do catalogo



Consult instructions for use
Consulter le mode d'emploi
Raadpleeg instructies voor gebruik
Consultar las instrucciones de uso
Consulte as instruções de uso



Lot
Lot
Partij
Lote
Lote



Date of manufacture
Date de fabrication
Fabricagedatum
Fecha de fabricación
Data de fabricação



Use by
Date limite d'utilisation
Uiterste gebruiksdatum
Fecha de caducidad
Usar antes de



Sterilized using ethylene oxide
Stérilisé à l'oxide d'éthylène
Gesteriliseerd met ethyleenoxide
Esterilizado por óxido de etileno
Esterilizado por oxido de etileno

STERILE R

Sterilized using radiation
Stérilisé par radiation
Gesteriliseerd bestraling
Esterilizado por radiación
Esterilizado por radiação



Do not use if package is damaged
De pas utiliser si l'emballage est endommagé
Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd
No usar se el envase está dañado
Não usar se a embalagem encontra-se danificada



Non-sterile
Non-stérile
Niet-steriel
No estéril
Não estéril



Contains or presence of natural rubber latex
Contient ou présence de latex naturel
Bevat natuurlijke rubberlatex
Contiene o presencia de látex
Contém ou inclui látex de borracha natural



Do not reuse
Ne pas réutiliser
Niet opnieuw gebruiken
No reutilizar
Não reutilize



Autoclavable at 134°C / 273°F
Autoclavable à 134°C / 273°F
Autoclavable a 134°C / 273°F
Autoclavesbaar bij 134°C / 273°F
Autoclavável à 134°C / 273°F



Keep away from sunlight
Conserver à l'abri du soleil
Niet blootstellen aan zonlicht
Mantenga lejos de la luz del sol
Proteja da luz solar



Keep dry
Conserver au sec
Droog houden
Mantenga un un lugar seco
Mantenha seco

G-Flex®



Caution
Attention
Opgepast
Atención
Atenção



Quantity of units per box
Quantité de produits par boîte
Aantal eenheden per doos
Cantidad de unidades por envase
Quantidade por caixa



G-Flex Europe S.P.R.L. - 20, Rue de l'industrie 1400
Nivelles - Belgium | **Phone:** +32 67.88.36.65
Email: info@g-flex.com | **Website:** www.g-flex.com
US Commercial Office Only:
G-Flex USA, Inc., 74 Southwood Pkwy Suite 600
Atlanta, GA 30354 – USA

CE 0120