


G-Flex[®]

SIMPLE AND PERFORMING



The history of G-Flex



Michel came with our cousin, Dr Jean Clanet Private Endoscopist in Toulouse / France. Michel was already one of the Top world leaders for Advanced Endoscopy Digestive - Professor at Erasme Free University of Brussels (Belgium). So from that meeting in Sao Paulo, I decided to start distributing in Belgium one of the leading German endoscopy accessory brand.

Michel needed for developing Endo-therapeutic procedures a good quality manufacturer, a strong R&D Team and a regular follow up on all the prototypes he needed for making the procedures easier, less time consuming, offering a safer solution to the patient.

It is not everyday that we have the privilege to share a wonderful experience with the ones that have helped us to build this unique story. I belong to the people that truly believe that we all have born gifts that we can develop to the benefit of each others.

I grew in a entrepreneur family and had the opportunity to early know other countries, experience that helped me to understand living along with people that are not from the same culture, same religion, same social level. I had the opportunity to get my business experience working for a outstanding large US company J&J. I learned the basis of my today general management skills while working in Brazil in the 80's where the country was moving from Military to democracy like most of the South American countries. But my inside Entrepreneurship gift early rose, especially when I received the visit of my uncle Michel Cremer in Brazil at the early World Endoscopy Congress that happened in São Paulo.

About Professor Michel Cremer:

Department of Gastroenterology of Erasme University Hospital was founded in 1977. This was the pioneering times of therapeutic endoscopy and Michel Cremer, who was the Chief of Department at that time, felt the need for providing education through live demonstrations in an area which was dramatically changing patient's management. It was impossible to accomodate many observers in the rooms of therapeutic endoscopy and creating a Workshop of Endoscopy and Endotherapy allowed to provide teaching to many people while keeping the possibility for close interaction.



Therefore, the company SICOMAC Sprl (as for Société Industrielle et Commerciale du Marché Commun) was created and during 12 years the company distributed the Endoscopy devices in Belgium / Luxembourg, then in 1992 in Brazil and in 1994 in France.

I was able to offer in the 90' this unique mix of Medical Engineering, clinical studies, marketing support and develop a lot of unique products that were very performing. We developped the Cysto family, special design endo stents for perfect fitting in the Hyle, in the biliary duct as well as the pancreas, special ERCP design catheter or Latex extraction balloon small format. We were present every year at the live course at Erasme / June where I had the opportunity through Michel to know the great World leaders of that moment, as well as to share my experience with some Top brand Managers. There was a great respect of each other because we were driven in offering to the Endoscopy world always the best options to treat the patient. Of course the medical legislations at the time were not so burocratic like today and a lot of progress have been done.

In 2005-2007, I decided to apply this know-how on a new brand G-flex offering a Simple & Performing endo-therapy device portfolio through a great International network. Of course, for that you need the right ingredients! Indeed, an association of good quality products, a highly motivated team and a unique business model that offers a different approach to its international partners, end users and ultimately the patient. We wanted to offer to our International partners a different approach, being there listening to their needs, hopefully offering a more human relation to the business, bringing to the community an attitude of respect to each other.

10 years after, G-flex is present in more than 40 different countries.

I thank you all who helped me and the G-Flex team in building this history!

Patrick Cremer

CEO G-Flex Europe Sprl (Belgium)

Our Vision:

In everything we do, we believe in bringing life and compassion to the world.

Our Mission:

We offer simple to use, high quality products for the endoscopy field, made with a community involvement, and with the best solution for the patient.

Our Values:

Passion – Commitment in heart and mind

Respect – Be real and love your neighbor

Professionalism – Shape the future and do it well

Solidarity – Leverage collective genius

Autonomy – If it's to be, it's up to me

Community involvement:

We believe in community involvement and support actions all over the world. We support our partners, doctors, nurses who would present programs helping local communities.

In Belgium, we are partner of the "ASBL pour demain", a local belgian association specialized in adapted work. We believe in a social and economic reality accessible to handicaped persons.

It is possible to ensure a regular employment to physically and/or mentally defavorised people adapting the environment to a more human working condition.



G-Flex Structure

/Estructura G-Flex /Structure G-Flex



Herstal (Belgium)

Manufacturing
Plant & Logistics

Pinhal (Brazil)

Manufacturing Plant

Nivelles (Belgium)

HQ, R&D, Quality



Patrick Cremer
CEO
patrick@g-flex.com



Juliano Costa
Engineer & Production Manager
juliano@g-flex.com



Nicolly Calleri
Logistics Supervisor
nicolly@g-flex.com



Rafael Paladini
Accounting Supervisor
accounting@g-flex.com



Sales Team



Leandro R. Pereira
(Campinas, Brazil)
leandro@g-flex.com



Angelo Angelou
(Dubai, UAE)
angelo@g-flex.com



Pilar Céron
(Bogotá / Colombia)
pilar@g-flex.com



Jurate Valinskaitė
(Vilnius / Lithuania)
jurate@g-flex.com



Quality & Regulatory Team



Thierry Cremer
QA&RA Manager
thierry@g-flex.com



Francine Milanese
QA&RA Assistant
francine@g-flex.com



Marketing



Randara Rogatto
Marketing Assistant
randara@g-flex.com

Legend

/Légende /Leyenda



Reusable
/Usage multiple /Reutilizable




Rotatable
/Rotatif /Giratorio



Disposable
/Usage unique /Desechable



Latex
/Látex /Latex




Thickness in released position

/Épaisseur de la bande élastique après largage
/Espesor de la banda una vez disparada

Internal diam. in released position


/Diamètre interne de la bande élastique après largage
/Diámetro interno de la banda una vez disparada



Cup opening
/Ouverture de mors /Apertura de la copa

Cup length
/Longueur de mors /Longitud de la copa


Opening
/Ouverture
/Apertura



Length
/Longueur
/Longitud




Opening
/Ouverture
/Apertura



Length
/Longueur
/Longitud



Opening
/Ouverture
/Apertura



Length
/Longueur
/Longitud



The History of G-Flex p.2

/L'histoire de G-Flex /La historia de G-Flex

G-Flex Structure p.4

/Structura G-Flex /Structure G-Flex

Legend p.5

/Légende /Leyenda

SAFECLIP® - Repositioning clip p.7

/Clip reposicionable /Clip reposicionable

EZYSHOOT® - Multi-band ligator p.9

/Ligateur à élastiques /Ligador de multibandas

CALIBRA® - Injection needles p.11

/Aiguilles à injection /Agujas de inyección

SHARKBITE® Disposable biopsy forceps p.12

/Pinces à biopsie à usage unique /Pinzas de biopsia desechables

CAPTIVA®/ TUCANO® Disposable removing forceps p.14

/Pinces pour retrait de corps étrangers à usage unique /Pinzas para cuerpo extraño desechables

PERFORMANCE® Reusable biopsy forceps p.16

/Pinces à biopsies à usage multiple /Pinzas de biopsia reutilizables

PERFORMANCE® Reusable removing forceps p.18

/Pinces pour retrait de corps étrangers à usage multiple /Pinzas de biopsia reutilizables

PRECISION® - Progressive dilation balloons p.20

/Ballons de dilatation progressifs /Balones de dilatación progresivos

SENSOR® & SENSORPLUS® Disposable snares p.23

/Anses à usage unique /Asas desechables

Cytology brushes p.27

/Brosses cytologiques /Cepillo de citología

Accessories p.28

/Accessoires / Accesorios

ERCP G-flex Devices p.31

SLIDER® - Guide wires p.32

/Fils guides /Alambres guía

G-TOME 2®/ KNIFESNAKE® - Sphincterotome - Papillotome p.33

/Sphinctérotome - Papillotome /Esfinterótomo - Papilótomo

PRECISION® - Balloons sphincteroplasty p.35

/Ballons pour sphinctéroplastie /Balones para esfinteroplastia

PRECISION® - Biliary dilation Balloon p.36

/Ballon de dilatation biliaire /Balón de dilatación biliar

STONETRIGGER® - Disposable extraction systems p.37

/Systèmes d'extraction à usage unique /Sistemas de extracción desechables

Lithotripsy p.39

/Lithotritie /Litotricia

EZYFLEX® - Stent kits p.41

/Kits d'endoprothèses /Kits de stent

PE stents and pushers p.43

/Endoprothèses et pousseurs en polyéthylène /Stents y pushers en PE

VISIO® - Pancreatic and double pigtail stents p.44

/Prothèses pancréatiques et double queue de cochon /Stents pancreáticas y doble cola de cerdo

Endoscopic Drainage of Pancreatic Pseudocysts p.46


Accessoires pour le drainage des pseudo-cystes du pancreas

/Dispositivos para drenaje de pseudoquiste pancreático



Repositioning clip

/Clip Repositionnable /Clip Reposicionable



Repositioning clip

/Clip repositionnable /Clip reposicionable

Flexible distal end for easy access and positioning

/Extrémité distale flexible pour un accès et un positionnement facile/Punta distal flexible permitiendo fácil acceso y posicionamiento

Large opening for efficient tissue grasping

/Grande ouverture des mors pour une préhension efficace des tissus/Grande apertura para agarre eficaz del tejido

Rotatable action one-by-one for easy manipulation

/Action rotative directement à la poignée/Acción giratoria uno para uno permitiendo fácil manipulación

Locking system when the clip is placed to avoid tracking wire exposure outside the spiral


/Système de blocage quand le clip est largué pour éviter l'exposition du fil de traction/Sistema de bloqueo cuando el clip ya se ha disparado evitando exposición del hilo de tracción hacia fuera de la espiral

Repositioning Clip

/Clip Repositionnable /Clip Reposicionable




Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Clip opening (mm) Ouverture du clip / Apertura del clip	Angle Angle / Angulo
U2525-230	230	2.5	13	135°
U2511-180	180	2.6	11	135°
U2511-230	230	2.6	11	135°
U2516-180	180	2.6	16	135°



Multi-Band Ligator

/Ligateur à élastiques /Ligador de Multibandas

EZY[®]
Shoot



Multi-Band Ligator

/Ligateur à élastiques /Ligador de Multibandas

Pre-loaded guiding catheter for easy mounting

/Cathéter guide pré-monté pour un montage facile /Catéter guía pré cargado para fácil montaje

Universal luer-lock connection for cleaning

/Connexion luer-lock universelle pour nettoyage /Conexión universal luer-lock para lavado

Silicone ring for better suction

/Anneau en silicone pour une meilleure succion /Anillo en silicona para mejor succión

Can be mounted on all endoscopes

/Peut être monté sur tous les endoscopes /Puede ser montado en todas las marcas de endoscopio

Green color code ring for quick identification of the last shot

/Code couleur vert de l'anneau pour une identification rapide du dernier tir/Código color verde para fácil identificación del último disparo


Available in 6, 7, 10 latex

/Disponible en 6, 7, 10 en latex/Disponible en 6, 7, 10 disparos en latex



Reference Réf. / Ref.	CATHETER CATHÉTER / CATÉTER		Quantity (shots) Quantité (tirs) / Cantidad (Disparos)	RING ANNEAU / ANILLO		Thickness in released position (mm) Épaisseur en position relâchée Espesura una vez suelto el anillo	ENDOSCOPE
	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.		Internal diam. in released position (mm) Diam. interne en position relâchée Diám. Interno una vez suelto el anillo	ENDOSCOPE / ENDOSCOPIO		
					Diam.(mm) Diam. / Diám.		
GF-OVL100	150	2.2	6 latex	1.90	1.75	8.5-11.5	
GF-OVL501	150	2.2	7 latex	1.90	1.75	8.5-11.5	
GF-OVL510	150	2.2	10 latex	1.90	1.75	8.5-11.5	
*GF-OVL100-RU	150	2.2	6 latex	1.90	1.75	8.5-11.5	
*GF-OVL100-R	Reusable Handle						

*Disposable Kit for reusable handle or Reloading Unit / Kit desechable para mango reutilizable o unidad de recarga



Thickness in released position

/Epaisseur de la bande élastique après largage
/Espesor de la banda una vez disparada

Internal diam. in released position

/Diamètre interne de la bande élastique après largage
/Diámetro interno de la banda una vez disparada



Injection Needles

/Aiguilles à injection /Agujas de inyección



Calibra®

Teflon catheter

/Cathéter en téflon /Catéter en teflón

Stop position system

/Position «stop» /Posición de bloqueo

Luer lock connection for easy syringe fixing

/Connecteur Luer-Lock pour faciliter la fixation de la seringue/Conexión Luer-Lock para fácil conexión de la jeringa

Metallic tip for safer use in bended positions

/Embout métallique pour une utilisation plus sûre lors des positions courbées de l'endoscope/Punta metálica para mejor seguridad en posiciones curvadas


With metallic tip / Avec embout métallique / Con punta metálica



Reference Réf. / Ref.	CATHETER CATHÉTER / CATÉTER		NEEDLE AIGUILLE / AGUJA			DESCRIPTION Description / Descripción
	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Length (mm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	GA Profile (Ga) / GA	
GF252202	180	2.3	5	0.7	22	Metallic Tip
GF252203	230	2.3	5	0.7	22	Metallic Tip
GF252203-25	230	2.3	5	0.5	25	Metallic Tip
GF262302	180	2.3	5	1	19	Metallic Tip


Disposable Biopsy Forceps

/Pinces à biopsie à usage unique /Pinzas de biopsia desechables



Flexible jaws ideal for tangential biopsy

/Mors flexibles idéaux pour biopsie tangentielle /Copas flexibles ideales para biopsia tangencial



Entry and exit marks on the spiral to inform the practitioner the moment to slow down the insertion or removal of the device from the endoscope working channel in order to avoid hurting the patient, losing the sample or damaging the scope/Marquage d'entrée et sortie dans la spirale pour informer le praticien le moment de ralentir l'insertion ou remotion du dispositif du canal opératoire de l'endoscope et ainsi éviter de blesser le patient, perdre l'échantillon ou endommager l'endoscope/Marcas de entrada y salida en la espiral para informar al médico el momento de disminuir la velocidad de introducción o retirada del dispositivo del canal de trabajo para evitar daños al paciente, al equipo, o perder la muestra.

Disposable Biopsy Forceps

/Pinces à biopsie à usage unique /Pinzas de biopsia desechables



Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Cup opening (mm) Ouverture des mors / Apertura de la copa	Cup length (mm) Longueur des mors / Longitud de la copa	Description Description / Descripción
U120C	120	1.8	5	1.8	Coated/Bronco
U160C	180	2.4	7	2.7	Coated with stripes/Gastro
U160PC	160	1.8	5	1.8	Coated/Pediatric/ Gastro
U230C	230	2.4	7	2.7	Coated with stripes/Colono



Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Cup opening (mm) Ouverture des mors / Apertura de la copa	Cup length (mm) Longueur des mors / Longitud de la copa	Description Description / Descripción
U160SC	180	2.4	7	2.7	Coated with stripes and Spike/Gastro
U230SC	230	2.4	7	2.7	Coated with stripes and Spike/ Colono

SHARKBITE 2



Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Cup opening (mm) Ouverture des mors / Apertura de la copa	Cup length (mm) Longueur des mors / Longitud de la copa	Description Description / Descripción
U422-180	180	2.4	5.8	2.3	Coated With stripes/Gastro Alligator
U422-230	230	2.4	5.8	2.3	Coated With stripes/Colono Alligator
U422-230LC	230	2.4	8.0	3.2	Coated With stripes/Colono Alligator - Large Cup


Uncoated



Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Cup opening (mm) Ouverture des mors / Apertura de la copa	Cup length (mm) Longueur des mors / Longitud de la copa	Description Description / Descripción
U160	180	2.4	7	2.7	Non Coated/ Gastro
U230	230	2.4	7	2.7	Non Coated/ Colono

Disposable Removing Forceps

/Pincas pour retrait de corps étrangers à usage unique /Pinzas para cuerpo extraño desechables



Unique rotatable models

/Modèles rotatifs uniques /Modelos giratorios únicos

Thicker net, very resistant

/Fil plus épais et résistant /Hilo más grueso y resistente

Pediatric model

/Modèle pédiatrique /Modelo pediátrico



Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Loop (mm) Diam. / Diám.	Description Description / Descripción
GF4500	160	1.8	20 x 50	Rotatable polyp/foreign body retriever /Dispositif de retrait de polypes/corps étrangers à usage unique /Recuperador de pólipos/cuerpo extraño desechables
GF4501	230	2.5	30 x 60	Rotatable polyp/foreign body retriever /Dispositif de retrait de polypes/corps étrangers à usage unique /Recuperador de pólipos/cuerpo extraño desechables
GF4500-120	120	1.8	20 x 50	Rotatable polyp/foreign body retriever /Dispositif de retrait de polypes/corps étrangers à usage unique /Recuperador de pólipos/cuerpo extraño desechables
GF4502	230	2.5	30	Hexagonal/Rotatable Net System

Disposable Removing Forceps

/Pinces pour retrait de corps étrangers à usage unique /Pinzas para cuerpo extraño desechables



tucano®

Combined alligator with rat-tooth

/Combinaison alligator et dent de rat /Combinada cocodrilo con dientes de ratón

Multi-use: Foreign bodies, plastic stents, metallic stents, intragastric balloons

/Multi-fonctions: corps étrangers, extraction de prothèses plastiques et métalliques, ballons intragastriques/Multi uso: cuerpos extraños, stents plásticas, stents metálicas, balónes intragástricos

In one length: can be used in gastro, colono and ERCP procedures


/Une seule longueur pour être utilisée en gastro, colono et CPRE/En una medida: puede ser usado en gastro, colono y CPRE



Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Jaw opening (mm) Ouverture de mors / Apertura de la mandíbula	Jaw length (mm) Longueur de mors / Long. de la mandíbula	Description Description / Descripción
U870-230	230	2.3	15.5	11.5	Pelican Shape / Forme Pélican / Forma de Pelicano



Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Jaw opening (mm) Ouverture de mors / Apertura de la mandíbula	Jaw length (mm) Longueur de mors / Long. de la mandíbula	Description Description / Descripción
U860-230	230	2.3	7.1	4.5	Alligator with rat tooth /Alligator et dent de rat /Cocodrilo con diente de ratón
U622-165	180	2.3	9	6	Alligator
U822-165	180	2.3	7.6	3.5	Rat Tooth



Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Opening (mm) Ouverture / Abertura	Description Description / Descripción
GF1222	230	2.3	35	Foreign body retriever sharp prongs /Pince 3 griffes fines /Recuperator de cuerpo extraño puntas finas /3 round prongs

Reusable Biopsy Forceps

/Pinces à biopsie à usage multiple /Pinzas de biopsia reutilizables



PERFORMANCE[®]

Highly polished stainless steel jaws laser welded

/Mors en acier hautement poli et soudure laser /Mandíbulas en acero inoxidable pulidas y soldadas con laser

Fully polished spiral without welding avoiding damage to the endoscope

/Spirale entièrement polie sans soudure afin de limiter les risques d'endommager l'endoscope/Espiral enteramente pulida sin soldaduras evitando dañar el endoscopio

Large cups permitting a better biopsy sample

/Grande cuillère permettant l'obtention d'une meilleure biopsie/Copa de grande tamaño permitiendo una mejor muestra de biopsia

Internal closing mechanism without hook avoiding damage to the endoscope

/Mécanisme interne de fermeture sans crochet limitant les risques d'endommager l'endoscope/Sistema de cierre interno sin ganchos evitando dañar el endoscopio

Serial number for complete traceability

/Traçabilité complète par numéro de lot unique /Número de serie permitiendo su seguimiento



Exclusive ergonomic color identification handle

/Poignée ergonomique avec code couleur exclusif
/Mango ergonómico con color para identificación



Pediatric /Pédiatrique /Pediátrica



Bronco /Bronchique /Bronco



Gastro /Gastrique /Gastro



Colono /Colique /Colono

Reusable Biopsy Forceps

/Pinces à biopsie à usage multiple /Pinzas de biopsia reutilizables

PERFORMANCE



Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Cup opening (mm) Ouverture des mors / Apertura de la copa	Cup length (mm) Longueur des mors / Longitud de la copa	Description Description / Descripción
GF120	120	1.8	5.9	2.8	Bronco
GF160	160	2.3	7.4	3.4	Gastro
GF160P	160	1.8	5.9	2.8	Gastro/Pediatric
GF230	230	2.3	7.4	3.4	Colono
GF230P	230	1.8	5.9	3.3	Colono/Pediatric
GF23034	230	3.4	8.3	4.6	Colono



Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Cup opening (mm) Ouverture des mors / Apertura de la copa	Cup length (mm) Longueur des mors / Longitud de la copa	Description Description / Descripción
GF160S	160	2.3	7.1	3.4	Gastro With Spike
GF230S	230	2.3	7.1	3.4	Colono With Spike
GF160PS	160	1.8	5.9	2.8	Gastro, Pediatric with Spike



Reusable Removing Forceps

/Pinces pour retrait de corps étrangers à usage multiple /Pinzas para cuerpo extraño reutilizables



Highly polished stainless steel jaws laser welded

/Mors en acier hautement poli et soudure laser /Mandíbulas en acero inoxidable pulidas y soldadas con laser

Fully polished spiral without welding avoiding damage to the endoscope

/Spirale entièrement polie sans soudure afin de limiter les risques d'endommager l'endoscope/Espiral enteramente pulidas sin soldaduras evitando dañar el endoscopio

Handle color code for removing forceps

/Code couleur à la poignée pour pinces à corps étrangers/Color de identificación para cuerpo extraño en el mango

Internal closing mechanism without hook avoiding damage to the endoscope

/Mécanisme interne de fermeture sans crochet limitant le risque d'endommager l'endoscope/Sistema de cierre interno sin ganchos evitando dañar el endoscopio

Serial number for complete traceability

/Traçabilité complète par numéro de lot unique /Número de serie permitiendo su seguimiento

Reusable Removing Forceps

/Pinces pour retrait de corps étrangers à usage multiple /Pinzas para cuerpo extraño reutilizables



Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Jaw opening (mm) Ouverture de mors / Apertura de la mandíbula	Jaw length (mm) Longueur de mors / Long. de la mandíbula	Description Description / Descripción
18618120	120	1.8	7.8	4.3	Alligator /Alligator /Cocodrilo
22622230	230	2.3	8.6	4.4	Alligator /Alligator /Cocodrilo
18618160	160	1.8	7.8	4.3	Alligator
22622160	160	2.3	8.6	4.4	Alligator



Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Jaw opening (mm) Ouverture de mors / Apertura de la mandíbula	Jaw length (mm) Longueur de mors / Long. de la mandíbula	Description Description / Descripción
18818160	160	1.8	5.1	3	Rat-tooth /Dent de rat /Diente de ratón
22822230	230	2.3	6.8	4	Rat-tooth /Dent de rat /Diente de ratón
18818120	120	1.8	5.1	3	Rat Tooth
22822160	160	2.3	6.8	4	Rat Tooth



Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Jaw opening (mm) Ouverture de mors / Apertura de la mandíbula	Jaw length (mm) Longueur de mors / Long. de la mandíbula	Description Description / Descripción
22860160	160	2.3	13	6.7	Alligator with rat-tooth /Alligator et dents de rats /Cocodrilo con diente de ratón



Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Jaw opening (mm) Ouverture de mors / Apertura de la mandíbula	Jaw length (mm) Longueur de mors / Long. de la mandíbula	Description Description / Descripción
22922160	160	2.3	5.6	4.2	Scissor /ciseaux /tijera
22922230	230	2.3	5.6	4.2	Scissor /ciseaux /tijera




Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Jaw opening (mm) Ouverture de mors / Apertura de la mandíbula	Jaw length (mm) Longueur de mors / Long. de la mandíbula	Description Description / Descripción
22522160	160	2.3	-	-	Guillotine

Progressive Dilation Balloons

/Ballons de dilatation progressifs /Balones de dilatación progresivos

Precision®



«Y» connector permitting guide wire blocking and contrast injection in all models

/Connecteur «Y» permettant de bloquer le fil guide et l'injection de contraste pour tous les modèles/Conector «Y» permitiendo bloquear la guía e inyectar contraste en todos los modelos

3 radiopaque rings for better positioning (for esophageal and colonic procedures only)

/3 marqueurs radio-opaques pour un meilleur positionnement (indications œsophagiennes et coliques uniquement)/3 marcados radiopacos para mejor posicionamiento (para procedimientos esofágicos y colónicos)

All models in 240cm to facilitate references management

/Taille de cathéter unique - 240cm - facilite la gestion des références/Todos los modelos en 240cm para facilitar la gestión de referencias

Accept guide wire 0.035"

/Accepte des fils guides de 0,035" /Acepta guía 0,035"

With removable stylet

/Avec stylet intégré amovible /Con estilete removible

Progressive Dilation Balloons

/Ballons de dilatation progressifs /Balones de dilatación progresivos

All models accept wire 0.035"

Tous les modèles acceptent des fils guides de 0,035" / Todos los modelos aceptan guía de 0,035"

Broncho Dilation Balloons

/Indications bronchiques /Para procedimientos bronquiales



Reference Réf. / Ref.	CATHETER CATHÉTER / CATÉTER		Length (mm) Long. / Longitud	BALLOON BALLON / BALÓN	
	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.		Diam. (mm/Fr) Diam. / Diám.	Nominal Pressure (atm/psi) Pression nominale / Presión nominal
EZM1030P-120	120	2.3	30	10-11-12 30-33-36	3-5-7 45-75-105
EZM1230P-120	120	2.3	30	12-13.5-15 36-40.5-45	3-5-7 45-75-105
EZM1055-120	120	2.3	55	10-11-12 30-33-36	3-5-7 45-75-105
EZM1255-120	120	2.3	55	12-13.5-15 36-40.5-45	3-4.5-7.5 45-67.5-112.5
EZM1555-120	120	2.3	55	15-16.5-18 45-49.5-54	3-4.5-6.5 45-67.5-97.5
EZM1855-120	120	2.3	55	18-19-20 54-57-60	3-4.5-5.5 45-67.5-82.5

For Esophageal and Colonic procedures

/Indications oesophagiennes, duodénales et coliques /Para procedimientos esofágicos y colónicos



Reference Réf. / Ref.	CATHETER CATHÉTER / CATÉTER		Length (mm) Long. / Longitud	BALLOON BALLON / BALÓN	
	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.		Diam. (mm/Fr) Diam. / Diám.	Nominal Pressure (atm/psi) Pression nominale / Presión nominal
EZM0655	240	2.3	55	6-7-8 18-21-24	3-6-10 45-90-150
EZM0855	240	2.3	55	8-9-10 24-27-30	3-5.5-8 45-82.5-120
EZM1055	240	2.3	55	10-11-12 30-33-36	3-5-7 45-75-105
EZM1255	240	2.3	55	12-13.5-15 36-40.5-45	3-4.5-7.5 45-67.5-112.5
EZM1555	240	2.3	55	15-16.5-18 45-49.5-54	3-4.5-6.5 45-67.5-97.5
EZM1855	240	2.3	55	18-19-20 54-57-60	3-4.5-5.5 45-67.5-82.5

*Stylet transpassing catheter in 10 cm /Stylet dépassant de 10 cm du cathéter /Estilete pasando en 10cm el catéter

For Pyloric and Biliary procedures

/Indications pyloriques et biliaires /Para procedimientos pilóricos y biliares



Reference Réf. / Ref.	CATHETER CATHÉTER / CATÉTER		Length (mm) Long. / Longitud	BALLOON BALLON / BALÓN	
	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.		Diam. (mm/Fr) Diam. / Diám.	Nominal Pressure (atm/psi) Pression nominale / Presión nominal
EZM0430	240	2.3	30	4/12	6/90
EZM0630P	240	2.3	30	6-7-8 18-21-24	3-6-10 45-90-150
EZM0830P	240	2.3	30	8-9-10 24-27-30	3-5.5-8 45-82.5-120
EZM1030P	240	2.3	30	10-11-12 30-33-36	3-5-7 45-75-105
EZM1230P	240	2.3	30	12-13.5-15 36-40.5-45	3-4.5-7.5 45-67.5-112.5

Guide Wire

/Fils guide /Alambres guía



Esophageal procedure guide wire

/Fils guides pour procédures oesophagiennes /Alambres guía cortos para procedimientos esofágicos




Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (inch) Diam. / Diám.	Description Description / Descripción	Tip Extrémité / Punta
GW02-35300	300	0.035"	Nitinol guide wire for progressive dilation balloon and esophageal procedures /Fil guide nitinol pour ballon progressif et prothèses métalliques /Alambre guía en nitinol para balón progresivo y procedimientos esofágicos	Floppy 10cm stainless steel soft spring head /Extrémité en acier inox souple de 10 cm /Extremidad en acero inoxidable de 10 cm flexible
GW09-001	300	0.035"	Stainless guidewire for esophageal procedures /Fil guide en acier inox pour sténoses oesophagiennes /Alambre guía en acero inoxidable para procedimientos esofágicos	/Extrémité en acier inox souple de 6.5 cm - diam. 1,8mm /Extremidad en acero inoxidable flexible de 6.5 cm de long. y 1.8 mm de diámetro



Disposables Snares

/Anses à usage unique /Asas desechables



Complete line to answer full variety of
endoscopy procedures


*Gamme complète pour répondre à toutes les procédures de
colonoscopie*

*Línea completa para responder a una gran variedad de procedi-
mientos de endoscopia Nueva línea Sensor® y SensorPlus®*

New Line Sensor® & SensorPlus®

Nouvelles Gammes Sensor® et SensorPlus®

Nueva línea Sensor® y SensorPlus®



Best combination of high performance with cost effectiveness

Meilleure combinaison de hautes performances et de rentabilité /
La mejor combinación de alto rendimiento con rentabilidad

Hot / Cold indication for some models

Disponible anses froides et modèles froides/actives / Modelos indicados para Calor/Frío

Teflon® sheath for soft and easy insertion

Gaine en Teflon® pour une insertion douce et facile / Funda en Teflón® para una fácil y suave inserción

Comfortable


Confortable / Confortable

Efficient cutting properties

Propriétés de coupe efficaces / Propiedades de corte eficiente

Wide range of configuration and loop sizes

Large gamme de configurations et de tailles de boucles
/ Amplio rango de modelos y tamaños de bucles



Sensor® Cold Snare *Sensor® Asas frías*



References Réf. / Ref.	Diam. (mm) Diam. / Diám. (mm)	Length (mm) Long. / Longitud	Opening Size (mm) Taille d'ouverture / Tamaño de Apertura	Description Description / Descripción	Special feature Une Fonction Spéciale / característica especial
GF4406	2,4	2400	06 mm	Oval shape / Multi-braided Forma ovalada/Multifilamento	NON-Rotatable No-Rotatable
GF4410	2,4	2400	10 mm	Oval shape / Multi-braided Forma ovalada/Multifilamento	NON-Rotatable No-Rotatable

Sensor®



References Réf. / Ref.	Diam. (mm) Diam. / Diám. (mm)	Length (mm) Long. / Longitud	Opening Size (mm) Taille d'ouverture / Tamaño de Apertura	Description Description / Descripción	Special feature Une Fonction Spéciale / característica especial
GF4300	2,4	2400	13 x 23 mm	Hexagonal shape / Multi-braided Forma hexagonal/Multifilamento	NON-Rotatable No-Rotatable
GF4301	2,4	2400	15 x 25 mm	Hexagonal shape / Multi-braided Forma hexagonal/Multifilamento	NON-Rotatable No-Rotatable
GF4606	2,4	2400	06 mm	Oval shape / Multi-braided Forma ovalada/Multifilamento	NON-Rotatable No-Rotatable
GF4610	2,4	2400	10 mm	Oval shape / Multi-braided Forma ovalada/Multifilamento	NON-Rotatable No-Rotatable
GF4615	2,4	2400	15 mm	Oval shape / Multi-braided Forma ovalada/Multifilamento	NON-Rotatable No-Rotatable
GF4625	2,4	2400	25 mm	Oval shape / Multi-braided Forma ovalada/Multifilamento	NON-Rotatable No-Rotatable
GF4635	2,4	2400	35 mm	Oval shape / Multi-braided Forma ovalada/Multifilamento	NON-Rotatable No-Rotatable

Offering the exclusive G-flex 1ByOne® rotation feature for all SensorPlus® models



Offrir l'exclusif Fonction de rotation G-flex 1ByOne® pour tous les modèles SensorPlus® /
Ofreciendo la exclusiva Función de rotación G-flex 1ByOne® para todos los modelos SensorPlus®

Available in Multibraided or Monofilament designs

Disponible en modèles multifilament ou monofilament / Disponible en diseños multifilamento o monofilamento

Teflon® sheath for soft and easy insertion

Gaine en Teflon® pour une insertion douce et facile / Funda en Teflón® para una fácil y suave inserción

Comfortable

Confortable / Confortable

Efficient cutting properties

Propriétés de coupe efficaces / Propiedades de corte eficiente

Wide range of configuration and loop sizes

Large gamme de configurations et de tailles de boucles
/ Amplio rango de modelos y tamaños de bucles



SensorPlus®



References Réf. / Ref.	Diam. (mm) Diam. / Diám. (mm)	Length (mm) Long. / Longitud (mm)	Opening Size (mm) Taille d'ouverture / Tamaño de Apertura	Description Description / Descripción	Special feature Une Fonction Spéciale / característica especial
GF4606R	2,4	2400	06 mm	Oval shape / Multi-braided Forma ovalada/Multifilamento	Rotatable Rotatable
GF4610R	2,4	2400	10 mm	Oval shape / Multi-braided Forma ovalada/Multifilamento	Rotatable Rotatable
GF4615R	2,4	2400	15 mm	Oval shape / Multi-braided Forma ovalada/Multifilamento	Rotatable Rotatable
GF4625R	2,4	2400	25 mm	Oval shape / Multi-braided Forma ovalada/Multifilamento	Rotatable Rotatable
GF4635R	2,4	2400	35 mm	Oval shape / Multi-braided Forma ovalada/Multifilamento	Rotatable Rotatable
GF461525CR	2,4	2400	15 / 25 mm combi	Oval shape / Multi-braided Forma ovalada/Multifilamento	Rotatable Rotatable
GF4710R	2,4	2400	10 mm	Round shape / Multi-braided Forma redonda/Multifilamento	Rotatable Rotatable
GF4815R	2,4	2400	15 mm	Oval shape / Monofilament Forma ovalada/Monofilamento	Rotatable Rotatable
GF4825R	2,4	2400	25 mm	Oval shape / Monofilament Forma ovalada/Monofilamento	Rotatable Rotatable
GF481525CR	2,4	2400	15 / 25 mm combi	Oval shape / Monofilament Forma ovalada/Monofilamento	Rotatable Rotatable

Available with Lateral connection for local area cleaning on some models

Disponible avec connexion latérale pour le nettoyage local sur certains modèles
/ Disponible con conexión lateral para limpieza de áreas locales en algunos modelos

Available in Multibraided or Monofilament designs

Disponible en modèles multibraided ou monofilament / Disponible en diseños multifilamento o monofilamento

Rotable

Rotative / Rotable

Teflon® sheath for soft and easy insertion

Gaine en Teflon® pour une insertion douce et facile / Funda en Teflón® para una fácil y suave inserción

Comfortable

Comfortable / Confortable

Efficient cutting properties

Propriétés de coupe efficaces / Propiedades de corte eficiente



Family: Polipectomy Snare



References Réf. / Ref.	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Length (mm) Long. / Longitud	Dimension (mm) Dimension / Dimensión (mm)	Description Description / Descripción	Special feature Une Fonction Spéciale / característica especial
GF4532R	2,3	2300	17 x 16 mm	Assymetrical shape / Multi-braided Forma asimétrica/Multifilamento	Rotatable with Lateral LLT connector Rotable con conexión lateral LLT
GF4564R	2,3	2300	35 x 50 mm	Oval shape / Multi-braided Forma oval/Multifilamento	Rotatable with Lateral LLT connector Rotable con conexión lateral LLT
GF4580R	2,3	2300	25 x 50 mm	Oval shape / Monofilament Forma oval/Multifilamento	Rotatable with Lateral LLT connector Rotable con conexión lateral LLT

Cytology Brushes

/Brosses cytologiques /Cepillos de citología



Ball-Tip for sample protection

/Pointe ronde pour protection de l'échantillon /Punta redonda para protección de la muestra

Microbiology Brush

/Brosse microbiologique /Cepillo de microbiología



Reference Réf. / Ref.	CATHETER CATHÉTER / CATÉTER		BRUSH BROSSE / CEPILLO	
	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Length (mm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.
GF4317	120	1.8	12	3



Accessories

/Accessoires /Accesorios



Unique Single-use complete kit with Sponge for cleaning outside sheath of the scope

Kit complet à usage unique avec éponge pour nettoyer la gaine extérieure /Kit completo de un solo uso con esponja para limpiar la funda exterior del endoscopio



Reference Réf. / Ref.	SPIRAL SPIRALE / ESPIRAL		BRUSHES BROSSES / CEPILLOS		Working channel (mm) Canal opérateur/ Canal de trabajo	Description Description / Descripción
	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Length (mm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.		
GF4117BS	260	1.7	20/10	2-5/4-6	2.0 to 5.0	2 side cleaning brush with 2 side valve brush/ Cepillo de limpieza de 2 lados con cepillo de válvulas
GF4114	Sponge/Esponja					
GF4111BS	Kit With Sponge + 2 Side Valve Brush + 2 Side Cleaning Brush/Kit con esponja + Cepillo de válvulas + Cepillo de limpieza de 2 lados					

Reusable cleaning brushes

Brosses de nettoyage d'endoscope à usage multiple /Cepillos de limpieza reutilizables



Reference Réf. / Ref.	SPIRAL SPIRALE / ESPIRAL		BRUSHES BROSSES / CEPILLOS		Working channel (mm) Canal opérateur/ Canal de trabajo	Description Description / Descripción
	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.		
GF4110	120	1.8	10	3	2.0 to 2.8	2-side cleaning brush /Ecouvillon à brosse double /Cepillo de limpieza a doble escoba
GF4113	230	2.0	10	5	2.5 to 5.0	2-side cleaning brush /Ecouvillon à brosse double /Cepillo de limpieza a doble escoba



Accessories

/Accessoires /Accesorios

Lock with push button

Verrouillage par bouton-poussoir/Cerradura con pulsador

Rubber bands on bars

Élastiques sur les barres/Bandas de goma en las barras

Adjustable Waist

Taille ajustable/Cintura ajustable

Unique size

Taille unique/Tamaño unico

Disposable

Jetable/Desechable

Produced in TNT (40gm)

Produit en TNT (40g)/Producido en TNT (40gm)



Examination Pants

Examen Pantalones /Examen Un pantalon



Reference Réf. / Ref.	Description Description / Descripción	Length (cm) Long. / Longitud	Width (cm) Anch. / Larg	Waist Diameter (cm) Diam. Ceinture / Diam. Cintura
U700100	Examination Pants - Short/Pantalón de examen - Corto	58	70	45
U700000	Examination Pants - Long/Pantalón de examen - Largo	120	70	45

Accessories

/Accessoires /Accesorios



Bite blocks

/Cale-dents /Protectores bucales



Reference Réf. / Ref.	Description Description / Descripción
U600005	Disposable bite block - Adult - Latex-free strap /Cale-dents à usage unique - Adulte - Elastique sans latex /Protector bucal desechable - Adulto - Tiras libres de látex
U600006	Disposable bite block - Pediatric - Latex-free strap /Cale-dents à usage unique - Pédiatrique - Elastique sans latex /Protector bucal desechable - Pediátrico - Tiras libres de látex

Inflators

/Seringues d'inflation /Infladores




Reference Réf./ Ref.	Volume Volume / Volumen	Description Description / Descripción
INFL40	40cc	Inflation device for all dilation and achalasia balloon models /Dispositif d'inflation pour tous les modèles de ballons de dilatation et d'achalasie /Dispositivo de inflación para todos los modelos de balones de dilatación y acalasia



ERCP G-flex Devices

Accessoires G-flex ERCP



Guide Wires

/Fils guide /Alambres guía

Long Wires

/Fils guide longs /Alambres guía largos



Nitinol shaft for kink resistant & efficient manipulations

L'âme du file guide est en Nitinol offrant ainsi une excellente mémoire et manipulation empêchant que le fil guide se plie
/El núcleo del cable guía está hecho de Nitinol que ofrece una excelente memoria y manejo evitando que el cable guía se doble

Hydrophilic coating for effective tracking

/Revêtement hydrophile pour une traction plus efficace /Revestimiento hidrofílico para una tracción eficaz

Excellent ROX vision


/Excellente vision ROX /Excelente vision ROX

Dual color code visibility to ensure good sensation

/Visibilité bicolore pour une manipulation efficace /Bicolor, para una eficaz manipulación

One reference offering dual distal shape tip

/Modèle avec 2 embouts différents (droit/angulé) disponible /Disponible modelo con 2 puntas (recta/angulada)



Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (inch) Diam. / Diám.	Description Description / Descripción	Tip Extrémité / Punta
21435400BS	450	0.035"	Hydrophilic nitinol guide wire with 2 distal floppy tips (straight and angled) /Fil guide nitinol hydrophile avec 2 extrémités souples (droit et angulé) /Alambre guía en nitinol hidrofílico con 2 puntas (angulada y recta)	2 floppy 5cm distal ends / straight & 30° angled tip (highly hydrophilic black rox tips) /2 extrémités souples de 5cm - extrémités droit & 30° angulé - hautement hydrophile avec une extrémité noire radiopaque en tungsten /2 puntas de 5cm flexibles - recta & angulada en 30° (puntas altamente hidrofílicas rox negras)
GW01-35450	450	0.035"	Highly hydrophilic straight pebax tip nitinol core guide wire /Fil guide nitinol hautement hydrophile avec une souple extrémité pebax droite /Alambre guía en nitinol altamente hidrofílico, recto con punta en Pebax	Straight highly hydrophilic black rox tip /Extrémité droite hautement hydrophile noire radiopaque en tungsten /Punta recta altamente hidrofílica rox negra Tip 5 cm
GW01-35450-S	450	0.035"	Stiffer highly hydrophilic straight pebax tip nitinol core guide wire /Fil guide nitinol plus rigide hautement hydrophile avec une souple extrémité pebax droite /Alambre guía en nitinol más rígido altamente hidrofílico, recto con punta en Pebax	Straight highly hydrophilic black rox tip /Extrémité droite hautement hydrophile noire radiopaque en tungsten /Punta recta altamente hidrofílica rox negra Tip 5 cm
GW01-25450	450	0.025"	Highly hydrophilic straight pebax nitinol guide wire /Fil guide nitinol hautement hydrophile avec extrémité pebax droite /Alambre guía en nitinol altamente hidrofílico, recto con punta en Pebax	Straight highly hydrophilic black rox tip /Extrémité droite hautement hydrophile noire radiopaque en tungsten /Punta recta altamente hidrofílica rox negra Tip 5 cm

Short wires


/Fils guide courts /Alambres guía cortos

Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (inch) Diam. / Diám.	Description Description / Descripción	Tip Extrémité / Punta
GW01-35260	260	0.035"	Highly hydrophilic nitinol guide wire with pebax tip /Fil guide nitinol hautement hydrophile avec extrémité pebax droite /Alambre guía en nitinol altamente hidrofílico, recto con punta en pebax	Straight highly hydrophilic black rox tip /Extrémité droite hautement hydrophile noire radiopaque en tungsten /Punta recta altamente hidrofílica rox negra Tip 5 cm

Sphincterotome - Papillotome

/Sphinctérotome - Papillotome /Esfinterótomo - Papilótomo

Sphincterotomy



Tapered tip for Efficient cannulation

Pointe conique pour une canulation efficace/Punta cónica para una canulación eficiente

Some models are available with rotation devices

Certains modèles sont disponibles avec des dispositifs de rotation/Algunos modelos están disponibles con dispositivos de rotación.

Available in multibraided and monofilament cutting wire

Disponible en fil de coupe multifilament et monofilament/Disponible en alambre de corte multifilamento y monofilamento

Wide range of cutting wire length and available also partial covered

Large gamme de longueur de fil de coupe et disponible également partiellement couvert/Amplia gama de longitudes de alambre de corte y disponible también parcialmente cubierto

Needle Knife version

Version couteau à aiguille/Versión de cuchillo de aguja

Universal KnifeSnake® model for use along with all sphincterotomes and progressive EPBD balloon

Modèle universel KnifeSnake® à utiliser avec tous les sphinctérotomes et ballon EPBD progressif/Modelo universal KnifeSnake® para usar junto con todos los esfinterotomos y el globo EPBD progresivo

Sphincterotome - Papillotome

Sphinctérotome - Papillotome /Esfinterótomo - Papilótomo



Reference Réf. / Ref.	Catheter length (cm) Long. du cathéter /Longitud del catéter	Tip diam. (mm) Diam. pointe /Diám. de la punta	Guide Wire Fil guide /Guía	Cutting wire (mm) Fil de coupe /Hilo de corte	Tip length (mm) Long. pointe /Longitud de la punta	Description Description / Descripción
520TL	195	1.5-2.0	0.035"	20	6	3-lumen multibraided sphincterotome Sphinctérotome 3 lumières Esfinterótomo 3 lúmenes
525TL	195	1.5-2.0	0.035"	25	6	3-lumen multibraided sphincterotome Sphinctérotome 3 lumières Esfinterótomo 3 lúmenes
530TLSC	195	1.5-2.0	0.035"	30	6	3-lumen safecut sphincterotome /Sphinctérotome 3 lumières, protégé /Esfinterótomo de 3 lúmenes recubierto



Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. Diam. / Diám.	Description Description / Descripción
GW08-000HF	260	0.032"	HF pre cut wire knife snake /Aiguille de coupe haute fréquence /Hilo pre corte alta frecuencia



Reference Réf. / Ref.	Catheter length (cm) Long. du cathéter /Longitud del catéter	Tip diam. (mm) Diam. pointe /Diám. de la punta	Guide Wire Fil guide /Guía	Cutting wire (mm) Fil de coupe /Hilo de corte	Description Description / Descripción
K18NTL	195	1.5-2.0	0.035"	Needle - 6mm long	3-lumen needle sphincterotome /Papillotome-aiguille 3 lumières /Papilótomo-aguja 3 lúmenes



Reference Réf. / Ref.	Tip diam. (mm) Diam. pointe /Diám. de la punta	Guide Wire Fil guide /Guía	Cutting wire (mm) Fil de coupe /Hilo de corte	Tip length (mm) Long. pointe /Longitud de la punta	Description Description / Descripción
520TL-M	1.5-2.0	0.035"	20	5	Monofilament cutting wire
525TL-M	1.5-2.0	0.035"	25	5	Monofilament cutting wire
520TL-MR	1.5-2.0	0.035"	20	5	Monofilament / Rotatable
525TL-MR	1.5-2.0	0.035"	25	5	Monofilament / Rotatable
530TLSC-MR	1.5-2.0	0.035"	30	5	Monofilament / Rotatable



Balloons Sphincteroplasty

/Ballons pour sphinctéroplastie /Balones para esfinteroplastia

Endoscopic Papillary Balloon Dilation (EPBD)

Precision®



Excellent visibility during the procedure

/Excellente visibilité pendant tout l'examen /Visibilidad excelente durante todo el procedimiento

Large size with progressive technology dilation - wire guided balloon

/Ballon sur guide avec technologie de dilatation progressive de grande taille pour une grande efficacité /Balón sobre guía con tecnología de dilatación progresiva de gran diámetro para una mejor eficacia

Reduced risk of post-dilation pancreatitis as the balloon will not force the CBD into a straight position

/Le risque de pancréatite post-dilatation est réduit étant donné que le ballonnet ne force pas les voies biliaires vers une position droite/
El riesgo de pancreatitis pos-dilatation es reducido porque el balón no fuerza las vías biliares hacia una posición estrecha

Total confort of procedure for the practician

/Confort total d'utilisation pour le professionnel de la santé /Comodidad total en el procedimiento para el profesional de la salud

Balloons Sphincteroplasty

/Ballons pour sphinctéroplastie /Balones para esfinteroplastia

Precision®



Reference Réf. / Ref.	CATHETER CATHÉTER / CATÉTER		Length (mm) Long. / Longitud	BALLOON BALLON / BALÓN	
	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.		Diam. (mm/Fr) Diam. / Diám.	Nominal Pressure (atm/psi) Pression nominale / Presión nominal
EZM0630P	240	2.3	30	6-7-8 18-21-24	3-6-10 45-90-150
EZM0830P	240	2.3	30	8-9-10 24-27-30	3-5.5-8 45-82.5-120
EZM1030P	240	2.3	30	10-11-12 30-33-36	3-5-7 45-75-105
EZM1230P	240	2.3	30	12-13.5-15 36-40.5-45	3-4.5-7.5 45-67.5-112.5

Biliary Dilation Balloon

/Ballon de dilatation biliaire /Balones de dilatación biliar



Reference Réf. / Ref.	CATHETER CATHÉTER / CATÉTER		Length (mm) Long. / Longitud	BALLOON BALLON / BALÓN	
	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.		Diam. (mm/Fr) Diam. / Diám.	Nominal Pressure (atm/psi) Pression nominale / Presión nominal
EZM0430	240	2.3	30	4/12	6/90
EZM0630P	240	2.3	30	6-7-8 18-21-24	3-6-10 45-90-150
EZM0830P	240	2.3	30	8-9-10 24-27-30	3-5.5-8 45-82.5-120

Extraction Systems

/Dispositifs d'extraction /Sistemas de extracción

Stonetripper®



Unique flat design balloon offering large retrieval surface for more stone extraction

Ballon de conception plate unique offrant une grande surface de récupération pour plus d'extraction de pierre/Globo de diseño plano único que ofrece una gran superficie de recuperación para una mayor extracción de cálculos

Special design catheter for easy pushing manipulation

Cathéter de conception spéciale pour une manipulation par poussée facile/Catéter de diseño especial para facilitar la manipulación de empuje

Progressive size offering an efficient extraction to most anatomical ducts

Taille progressive offrant une extraction efficace vers la plupart des conduits anatomiques/Tamaño progresivo que ofrece una extracción eficiente a la mayoría de los conductos anatómicos

Delivered with pre-calibrated syringe

Livré avec une seringue pré-calibrée/Entregado con jeringa precalibrada

Models with fixed and/or removable handle

Modèles avec poignée fixe et / ou amovible/Modelos con asa fija y / o extraíble

Strong 4 wire shape design made of Medical grade multi braided stainless steel offering great sensibility during the manipulation

Conception solide de forme à 4 fils en acier inoxydable tressé multi de qualité médicale offrant une grande sensibilité lors de la manipulation/Diseño resistente con 4 alambres hecho de acero inoxidable trenzado multifilamento de grado médico que ofrece una gran sensibilidad durante la manipulación

Ball tip design for perfect positioning


Conception à pointe sphérique pour un positionnement parfait/Diseño de punta de bola para un posicionamiento perfecto

Complete range of Litho basket that can be used as a standard extraction basket or lithotripsy within the scope channel

Gamme complète de paniers Litho pouvant être utilisés comme panier d'extraction standard ou lithotripsie dans le canal de l'oscilloscope/Gama completa de cesta Litho que se puede utilizar como cesta de extracción estándar o litotricia dentro del canal del endoscopio

Unique Litho design handle for BOTH emergencial and / Or endoscopic lithotripsy

Poignée conçue pour la Lithotripsie endoscopique d'urgence et/ ou au travers de l'endoscope/Mango diseñado para litotricia de emergencia y/o endoscópica



Extraction Systems

/Dispositifs d'extraction /Sistemas de extracción

Disposable extraction balloons

Ballons d'extraction à usage unique/Balones de extracción desechables



Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. /Longitud	Diam. (Fr) Diam. / Diám.	Guide Wire Fil guide / Guía	Balloon diam. (mm) Diam. ballon /Diám. balón	Inflation volume (ml) Vol. inflation /Vol. de inflación	Description Description / Descripción
GF135716	200	7	0.035"	8.5-12-15mm	1.5-2.2-3,8	3-lumen with injection on the TOP /3 lúmenes con inyección en la PARTE SUPERIOR /3 lumières avec injection sur le TOP
GF135716T	200	7	0.035"	12-15-18mm	1.8-3.0-5.0	3-lumen with injection on the TOP /3 lúmenes con inyección en la PARTE SUPERIOR /3 lumières avec injection sur le TOP


Extraction baskets

Anse à panier - Canastillas de extracción



Reference Réf. / Ref.	CATHETER CATHÉTER / CATÉTER		BASKET PANIER / CANASTILLA		Wires qty Qté fils / Ctd hilos	Description Description / Descripción
	Length (cm) Long. /Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Opening (mm) Ouverture /Apertura	Length (mm) Long. /Longitud		
22640	195	2.2	15	25	4	Removable handle /Poignée démontable /Mango removable
22660	195	2.2	25	40	4	Removable handle /Poignée démontable /Mango removable
GF1614	195	2.2	15	25	4	Fixed handle /Poignée fixe /Mango fijo
GF1615	195	2.2	20	30	4	Fixed handle /Poignée fixe /Mango fijo
GF1616	195	2.2	25	40	4	Fixed handle /Poignée fixe /Mango fijo


Opening
/Ouverture
/Apertura



Length
/Longueur
/Longitud

Lithotripsy

/Lithotritie /Litotricia



Lithotripsy

/Lithotritie /Litotricia



Reference Réf. / Ref.	Description Description / Descripción
GF500	Mechanical lithotripter /Lithotriteur mécanique / Litotriptor mecánico

Lithotripsy accessories

/Accessoires pour lithotritie /Accesorios para litotricia



Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Description Description / Descripción
GF527	210	2.6	Long litho spiral /Spirale métallique lithotritie longue /Espirale larga de litotricia
GF641	100	4	Emergency litho spiral /Spirale métallique lithotritie d'urgence /Espirale de litotricia de emergencia



Reference Réf. / Ref.	CATHETER CATHÉTER / CATÉTER		BASKET ANSE / CANASTILLA		Wires qty Qté fils / Ctd hilos	Handle Poignée / Mango
	Length (cm) Long. /Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Opening (mm) Ouverture /Apertura	Length (mm) Long. /Longitud		
GF265GW	400	2.6	20	30	4	Removable /Amovible /Removable
GF266GW	400	2.6	25	40	4	Removable /Amovible /Removable
GF267GW	400	2.6	30	45	4	Removable /Amovible /Removable

Opening
/Ouverture
/Apertura



Length
/Longueur
/Longitud

Stent Kits

/Kits d'endoprothèses /Kits de stent



Color code system

/Système de code couleur /Sistema de código color

Highly resistant positioning stent system with rox marker for efficient positioning

/Système résistant de largage d'endoprothèse avec repère radiopaque pour positionnement efficace/Sistema de introducción de stent altamente resistente con marcador radiopaco para posicionamiento eficaz

Stent Kits

/Kits d'endoprothèses /Kits de stent



Reference Réf. / Ref.	Diam. (Fr) Diam. / Diám.	Length (cm) Long. / Longitud	Description Description / Descripción
EZYFLEX0705	7	5	Stent + pusher /Endoprothèse + pousseur /Stent + pusher
EZYFLEX0707	7	7	Stent + pusher /Endoprothèse + pousseur /Stent + pusher
EZYFLEX0709	7	9	Stent + pusher /Endoprothèse + pousseur /Stent + pusher
EZYFLEX0712	7	12	Stent + pusher /Endoprothèse + pousseur /Stent + pusher
EZYFLEX0715	7	15	Stent + pusher /Endoprothèse + pousseur /Stent + pusher



EZYFLEX0805	8,5	5	Stent + pusher + guiding catheter /Endoprothèse + pousseur + cathéter /Stent + pusher + catéter guía
EZYFLEX0807	8,5	7	Stent + pusher + guiding catheter /Endoprothèse + pousseur + cathéter porteur /Stent + pusher + catéter guía
EZYFLEX0809	8,5	9	Stent + pusher + guiding catheter /Endoprothèse + pousseur + cathéter porteur /Stent + pusher + catéter guía
EZYFLEX0812	8,5	12	Stent + pusher + guiding catheter /Endoprothèse + pousseur + cathéter porteur /Stent + pusher + catéter guía
EZYFLEX0815	8,5	15	Stent + pusher + guiding catheter /Endoprothèse + pousseur + cathéter porteur /Stent + pusher + catéter guía
EZYFLEX1005	10	5	Stent + pusher + guiding catheter /Endoprothèse + pousseur + cathéter porteur /Stent + pusher + catéter guía
EZYFLEX1007	10	7	Stent + pusher + guiding catheter /Endoprothèse + pousseur + cathéter porteur /Stent + pusher + catéter guía
EZYFLEX1009	10	9	Stent + pusher + guiding catheter /Endoprothèse + pousseur + cathéter porteur /Stent + pusher + catéter guía
EZYFLEX1012	10	12	Stent + pusher + guiding catheter /Endoprothèse + pousseur + cathéter porteur /Stent + pusher + catéter guía
EZYFLEX1015	10	15	Stent + pusher + guiding catheter /Endoprothèse + pousseur + cathéter porteur /Stent + pusher + catéter guía

EZYFLEX1008	10	8	Stent + pusher + guiding catheter /Endoprothèse + pousseur + cathéter /Stent + pusher + catéter guía
EZYFLEX1010	10	10	Stent + pusher + guiding catheter /Endoprothèse + pousseur + cathéter porteur /Stent + pusher + catéter guía
EZYFLEX1011	10	11	Stent + pusher + guiding catheter /Endoprothèse + pousseur + cathéter porteur /Stent + pusher + catéter guía

PE Stents and Pushers

/Endoprothèses et pousseurs en Polyéthylène /Stents y pushers en PE



Reference Réf. / Ref.	Diam. (Fr) Diam. / Diám.	Length (cm) Long. / Longitud
B0705	7	5
B0707	7	7
B0709	7	9
B0712	7	12
B0715	7	15
B0805	8.5	5
B0807	8.5	7
B0809	8.5	9
B0812	8.5	12
B0815	8.5	15
B1005	10	5
B1007	10	7
B1008	10	8
B1009	10	9
B1010	10	10
B1011	10	11
B1012	10	12
B1015	10	15

Disposable stent pushers

/Pousseurs pour endoprothèse à usage unique /Pushers de stent desechables




Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (Fr) Diam. / Diám.	Description Description / Descripción
DISS05U	180	5	Pusher /Pousseur /Pusher de stent
DISS07U	180	7	Pusher /Pousseur /Pusher de stent
DISS08U	220	8.5	Mounted pusher and guiding catheter /Pousseur et cathéter porteur /Pusher y catéter guía
DISS10U	220	10	Mounted pusher and guiding catheter /Pousseur et cathéter porteur /Pusher y catéter guía



Pancreatic and double pigtails stents

/Prothèses pancréatiques et double queue de cochon /Stents pancréáticas y doble cola de cerdo

visiO[®]



PU Radiopaque material stent for efficient drainage

/Prothèse en PU radiopaque pour un excellent drainage /Stent en Poliuretano radiopaco para un drenaje excelente

Delivered with 2 color markers for correct positioning

/Livrée avec 2 repères de couleur pour un positionnement efficace /Entregado con 2 marcas de color para un posicionamiento eficaz

Long double pigtail stents also indicated for the treatment of fistulas caused by bariatric surgery

Endoprothèses double queue de cochon longues aussi indiquées pour le traitement de fistules causées par chirurgie bariatrique /Stents doble cola de cerdo largas indicadas también para el tratamiento de fistulas causadas por cirugía bariátrica.

Pancreatic and double pigtails stents

/Prothèses pancréatiques et double queue de cochon /Stents pancreáticas y doble cola de cerdo

Double pigtail stent

/Endoprothèse double queue de cochon /Stent doble cola de cerdo



Reference Réf. / Ref.	Diam. (Fr) Diam. / Diám.	Length (cm) Long. / Longitud
C0703PG	7	3
C0705PG	7	5
C0707PG	7	7
C0710PG	7	10
C0803PG	8.5	3
C0805PG	8.5	5
C0807PG	8.5	7
C0810PG	8.5	10
C1003PG	10	3
C1005PG	10	5
C1007PG	10	7
C1010PG	10	10



Pancreatic stents

/Prothèses pancréatiques /Stens pancreáticas



Reference Réf. / Ref.	Diam. (Fr) Diam. / Diám.	Length (cm) Long. / Longitud	Description Description / Descripción
P0503-1	5	3	Straight stent one flap /Endoprothèse un ergot /Stent con un flap
P0505-1	5	5	Straight stent one flap /Endoprothèse un ergot /Stent con un flap



Reference Réf. / Ref.	Diam. (Fr) Diam. / Diám.	Length (cm) Long. / Longitud	Description Description / Descripción
P0503	5	3	Straight stent two flaps /Endoprothèse deux ergots /Stent con dos flaps
P0505	5	5	Straight stent two flaps /Endoprothèse deux ergots /Stent con dos flaps



Reference Réf. / Ref.	Diam. (Fr) Diam. / Diám.	Length (cm) Long. / Longitud	Description Description / Descripción
P0503-1PG	5	3	Straight stent one pigtail and one flap /Endoprothèse une queue de cochon et un ergot /Stent con una cola de cerdo e un flap
P0505-1PG	5	5	Straight stent one pigtail and one flap /Endoprothèse une queue de cochon et un ergot /Stent con una cola de cerdo e un flap



Reference Réf. / Ref.	Diam. (Fr) Diam. / Diám.	Length (cm) Long. / Longitud	Description Description / Descripción
P0503-0PG	5	3	Straight stent one pigtail /Endoprothèse une queue de cochon /Stent con una cola de cerdo
P0505-0PG	5	5	Straight stent one pigtail /Endoprothèse une queue de cochon /Stent con una cola de cerdo




Endoscopic Drainage of Pancreatic Pseudocysts

/Accessoires pour le drainage des pseudo-cystes du pancreas

/Dispositivos para drenaje de pseudoquiste pancreático

Endoscopic drainage of pancreatic pseudocysts



Disposable models

/Dispositifs en usage unique

/Modelos desechables

Endoscopic Drainage of Pancreatic Pseudocysts

/Accessoires pour le drainage des pseudo-cystes du pancreas

/Dispositivos para drenaje de pseudoquiste pancreático



Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (Fr) Diam. / Diám.	Description Description / Descripción
CYSTO06U	180	6	Disposable cystogastrostome without diathermic needle /Kystogastrostome à usage unique sans aiguille diathermique /Cistótomo desechable sin aguja diatérmica
CYSTO08UK	210	8.5	With diathermic needle/Con aguja diatermica
CYSTO10UK	210	10	With diathermic needle/Con aguja diatermica

Double pigtail stent

/Endoprothèse double queue de cochon /Stent doble cola de cerdo



Reference Réf. / Ref.	Diam. (Fr) Diam. / Diám.	Length (cm) Long. / Longitud
C0703PG	7	3
C0705PG	7	5
C0707PG	7	7
C0710PG	7	10
C0803PG	8.5	3
C0805PG	8.5	5
C0807PG	8.5	7
C0810PG	8.5	10
C1003PG	10	3
C1005PG	10	5
C1007PG	10	7
C1010PG	10	10



SIMPLE AND PERFORMING



G-FLEX Europe SPRL
20, rue de l'industrie
B-1400 Nivelles - Belgium
Email : info@g-flex.com
Phone : +32 (0) 67 88 36 65
Fax : +32 (0) 67 88 36 88

Ver. 8.2
08/2021