






G-Flex®

a Division of

Diversatek
Healthcare



PEG



Gastrostomy Feeding tube

Sonda de reposición



Teeny® Button



Teeny® Boton

g-flexamerica.com

PEG: PULL Percutaneous Endoscopic Gastrostomy PEG Kit

PEG: *Kit Completo para Gastrostomía Endoscópica Percutánea*

- **Medical grade silicone** *Silicona de grado médico*
- **Complete kit Pull Method practical to use and coming with all necessary accessories** *Kit completo para un procedimiento práctico y seguro, utilizando la técnica Pull, con todos los accesorios necesarios*
- **Universal conector feeding** *Conexión universal para alimentación*
- **90° Retention ring offering great patient comfort** *Fijador de 90° que ofrece una gran comodidad para el paciente*
- **Radiopaque stripe and bumper for efficient visualization** *Línea radiopaca a lo largo del tubo para una visualización eficiente*
- **Internal soporte radiopaque** *Soporte interno radiopaco*
- **Available in various French sizes for larger patient coverage**
Disponible en varios tamaños para satisfacer las diferentes necesidades del paciente
- **Available with ENFit connectors (see with local distributors)**
Disponible con conexiones ENFIT (consulte con su distribuidor local)



Reference (*) Referencia	Diam. (Fr) Tamaño
GP-024	24Fr
GP-020	20Fr
GP-016	16Fr

Pull PEG Kit includes:


El kit completo de PEG incluye:

- **Pull Medical grade silicone tube with radiopaque bumper** *Soporte interno en silicona de grado médico con tubo radiopaco.*
- **Y- port Conector Y**
- **90° Retention ring**
- **Kelly and Scissors** *Pinzas y tijeras Kelly*
- **Bite block** *Boquilla*
- **5Fr Single-use Rotatable** *Snare 5 manija giratoria Fr*
- **C-Clamp** *Clamp*
- **Punction Needle delivered with a stylet tubing for safety procedure** *Aguja de punción entregada con tubo protector para un manejo seguro*
- **Scalpel** *Bisturí*
- **Fenestrated drape** *Campo fenestrado*
- **Tracking wire and Lubricating gel** *Gel lubricante estéril*

Gastrostomy Feeding tube

Sonda de alimentación enteral: reemplazo

- Medical grade silicone *Silicona de grado médico*
- Designed with a internal retention silicone balloon with a unique flat design offering a blocking a larger area around the stoma *Desarrollado con balón de retención de silicona. Su diseño plano permite el bloqueo de un área más grande alrededor del estoma.*
- Delivered with a right-angled retention ring which allows a secure fixation and a superior confort *Entregado con estabilizador que permite una fijación segura y cómoda, en posiciones rectas y en ángulo*
- Radiopaque stripe for efficient visualization *Línea radiopaca a lo largo del tubo para una visualización eficiente*
- Available in 12, 14, 16, 18, 20 and 24 Fr *Disponible en tamaños 12, 14, 16, 18, 20 y 24 FR*
- Available with ENFit connectors (see with local distributors) *Disponible con conexiones ENFIT (consulte con su distribuidor local)*



Reference (*) Referência (*)	Diam. (Fr)	Length Comprimento	Volume
GP-0524ZFB	24Fr	22.5 cm	5 ml
GP-0520ZFB	20Fr	22.5 cm	5 ml
GP-0518ZFB	18Fr	22.5 cm	5 ml
GP-0516ZFB	16Fr	22.5 cm	5 ml
GP-0314ZFB	14Fr	22.5 cm	3 ml
GP-0212ZFB	12Fr	22.5 cm	2 ml


Manufactured by G-Flex America Latina
Rua Marques do Herval, 189 | Espírito Santo do Pinhal, SP | Brazil
+55 (19) 3661 6831
contato@g-flexamerica.com
g-flexamerica.com

G-Flex Europe SPRL
20, rue de l'industrie, B-1400 | Nivelles | Belgium
+32 (0) 67 88 36 65
info@g-flex.com
g-flex.com


a Division of **Diversatek**
Healthcare

V03-07-06-2024